

Stabilita analytů

sérum (primární vzorek = krev) teplota skladování: 2 - 8°C

název	stabilita
Močovina	7 dní
Kys. močová	7 dní
Kreatinin	7 dní
Sodík	2 týdny
Draslík	6 týdnů
Chloridy	7 dní
Vápník celkový	3 týdny
Fosfor	4 dny
Bilirubin celkový	7 dní
ALT	7 dní
AST	7 dní
ALP celk.	7 dní
GGT	7 dní
CK	7 dní
LD	4 dny
AMS	7 dní
Cholesterol celkový	7 dní
Triacylglyceroly	7 dní
Cholesterol HDL	7 dní
Albumin	30 dní
Celková bílkovina	4 týdny
Glukóza	7 dní
Glukóza R-P-V	
Železo celkové	3 týdny
CRP hs	2 měsíce
ELFO bílkovin	8 hodin
Kryoglobuliny	spec. odběr
OGTT	spec. příprava
Myoglobin	7 dní
IgA, IgG, IgM	4 měsíce
C3, C4	8 dní
Imunofixace	7 dní
Glom. Filtrace	
S-krea + U-krea	7 dní

sérum (primární vzorek = krev) teplota skladování: 2 - 8°C

název	stabilita
ASLO	8 dní
Transferin	8 měsíců
Feritin	7 dní
D-Dimery - plazma	4 dny
TSH	7 dní
fT3	7 dní
fT4	7 dní
TgAb	3 dny
TPOAb	3 dny
PTHi	24 hodin
Vitamin D / total	5 dní
1,25-(OH) ₂ -Vitamin D	5 dní
Beta-CTX	8 hodin
totalP1NP	5 dní
Osteocalcin	3 dny
ALP-kostní izoenzym	3 dny
ACP - kostní izoenzym	8 hodin
anti-HAV IgM	7 dní
anti HAV total	7 dní
HBsAg	5 dní
antiHBs	6 dní
antiHBc IgM	6 dní
anti HBc	5 dní
HBeAg	7 dní
anti HBe	5 dní
anti HCV	7 dní
Troponin T hs	24 hodin
proBNP	6 dní
hCG	3 dny

moč

teplota skladování: 2 - 8°C

název	stabilita
Moč chem. a sedi.	2 hodiny
AMS	7 dní
Bence Jones	8 hodin
Glykosurie	1 den
Proteinurie	2 dny
Proteinurie 24 hod.	2 dny
Odpad Na, K, Cl	7 dní
Hamburger / 3 h	2 hodiny
Odpad Ca, P	4 dny
Odpad kys. močové	4 dny

stolice

teplota skladování: 15 - 25°C

OK - imunochemicky	3 dny
--------------------	-------

nesrážlivá krev

teplota skladování: 15 - 25°C

název	stabilita
Krevní obraz	5 hodin
Diferenciál leukocytů	5 hodin
APTT	4 hodiny
Quickův test	6 hodin
Retikulocyty	5 hodin
Sedimentace	4 hodiny

nesrážlivá krev

teplota skladování: 2 - 8°C

Glykovaný hemoglobin	7 dní
----------------------	-------

OKBH RÚ skladuje:	7 dní	Sérum oddělené gelem od krevních elementů
	7 dní	Moč určená pro biochemické vyšetření
	1 den	Moč pro vyšetření chemicky a sediment
	1 den	Nesrážlivá krev pro hematologická vyšetření

	lze doobjednat
	pozor na datum doručení
	pozor na datum doručení !
	pozor na datum doručení !!!

nestabilní analyt - doporučujeme nový odběr

Poznámka: Při doobjednání panelu hepatitid z primární zkumavky, která prošla biochemickým analyzátozem, můžeme garantovat pouze **negativní** výsledek z důvodu možné kontaminace vzorku pozitivním vzorkem. Při jakékoli **pozitivě** je nutné opakovat vyšetření z nového odběru.